

SYNERGY

BONE GRAFTING MATERIALS

KIT DE TORNILLOS DE FIJACION Y MALLAS DE TITANIO

Caja organizadora autoclavable
Medida: 12 x 8,5 x 2,5 cm.



Mallas de titanio

Dos medidas:
36 x 22 mm. y 44 x 44 mm.
Tamaño del poro: Ø 1,4 mm.

Fresa incluida
Ø 1,0 mm.

Adaptador manual

Driver para contraángulo

Driver extra oral

Tornillos de titanio

Autoperforantes, superficie pulida y anodizada. Diseño exclusivo para la correcta fijación de mallas e injertos.

DIAMETROS	LARGOS (mm.)				
Ø 1.40 mm.	3	4	-	-	-
Ø 1.60 mm.	3	-	6	10	12
Ø 2.00 mm.	-	-	-	-	12

