



IMPLANT SYSTEMS

REACTIVE

CONEXION INTERNA CONICO-HEXAGONAL



CUELLO
1mm. de altura,
grabado con microespiras.



PERFIL DE ROSCA
Trapezoidal de
doble entrada, para un
óptimo reparto de cargas.



**TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE**
Rugosa por Sand
Blasted computarizado y
doble grabado ácido.



**PLATFORM
SWITCHING**
Y conexión interna
cónico-hexagonal.

Odontit U.S. Patent:
5.195.892
(23 de marzo 1993).

Cover screw estéril
incluido con el implante



Instrumental quirúrgico
Driver Reactive digital y
para llave criquet.





diámetro	plataforma	largos (mm.)				
Ø 3.00 mm.	Ø 3.00 mm.	-	10	11.5	13	15
Ø 3.50 mm.	Ø 3.50 mm.	-	10	11.5	13	15
Ø 4.30 mm.	Ø 4.30 mm.	8	10	11.5	13	15
Ø 5.00 mm.	Ø 4.30 mm.	8	10	11.5	13	-



www.odontit.com