


### REACTIVE 3.0

#### CONEXION INTERNA NARROW PARA SECTOR ESTETICO



#### Medidas disponibles

DIAMETRO	LARGOS (mm.)			
Ø 3.00 mm.	10	11.5	13	15

#### Incluido con el implante

Cover Screw  
1,20mm. hex. Estéril.



#### Instrumental quirúrgico

Driver reactive para llave criquet o para contraángulo. No requiere portaimplante



#### Protocolo de fresado

Sencilla secuencia de 1 a 3 fresas según densidad ósea.



**NOVEDAD**

