


Suturfix







SUTURAS ATRAUMATICAS



CALIDAD Y PRECISION

Suturfix NOVUM

SEDA TRENZADA NEGRA

Características de la aguja				Características del hilo		REFERENCIA
TAMAÑO	FORMA	CORTE	CALIBRE USP	LARGO		
	16 mm.	1/2 CIRCULO	PUNTA REDONDA	3-0	45 cm.	SK301612R
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	45 cm.	SK301612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	45 cm.	SK301638T
	20 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	45 cm.	SK302012T
	20 mm.	1/2 CIRCULO	PUNTA REDONDA	3-0	45 cm.	SK302012R
	20 mm.	3/8 CIRCULO	PUNTA REDONDA	3-0	45 cm.	SK302038R
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	45 cm.	SK302038T
	16 mm.	1/2 CIRCULO	PUNTA REDONDA	4-0	45 cm.	SK401612R
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	SK401612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	SK401638T
	20 mm.	1/2 CIRCULO	PUNTA REDONDA	4-0	45 cm.	SK402012R
	20 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	SK402012T
	20 mm.	3/8 CIRCULO	PUNTA REDONDA	4-0	45 cm.	SK402038R
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	SK402038T

NYLON MONOFILAMENTO AZUL

Características de la aguja				Características del hilo		REFERENCIA
TAMAÑO	FORMA	CORTE	CALIBRE USP	LARGO		
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	NY401612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	NY401638T
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	45 cm.	NY402038T
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	5-0	45 cm.	NY501612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	5-0	45 cm.	NY501638T

Ilustración de agujas a tamaño real

Suturfix PREMIUM


SEDA TRENZADA NEGRA

Características de la aguja				Características del hilo		REFERENCIA
TAMAÑO	FORMA	CORTE	CALIBRE USP	LARGO		
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	75 cm.	P-SK301612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	75 cm.	P-SK301638T
	20 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	75 cm.	P-SK302012T
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	3-0	75 cm.	P-SK302038T
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-SK401612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-SK401638T
	20 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-SK402012T
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-SK402038T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	EXTRA-SHARP	5-0	75 cm.	P-SK501638E

NYLON MONOFILAMENTO AZUL

Características de la aguja				Características del hilo		REFERENCIA
TAMAÑO	FORMA	CORTE	CALIBRE USP	LARGO		
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-NY401612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-NY401638T
	20 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	4-0	75 cm.	P-NY402038T
	16 mm.	1/2 CIRCULO	TRIANGULAR	5-0	75 cm.	P-NY501612T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	TRIANGULAR	5-0	75 cm.	P-NY501638T
	16 mm.	3/8 CIRCULO	EXTRA-SHARP	6-0	75 cm.	P-NY601638E

Ilustración de agujas a tamaño real



SUTURFIX NOVUM Y SUTURFIX PREMIUM
 SUTURAS QUIRURGICAS ATRAUMATICAS
 NO REABSORBIBLES
 ESTERILIZADAS POR RADIACION GAMMA POR UNIDAD
 PRESENTACION: CAJA POR 12 UNIDADES

ANMAT
 PM-798-5
 PM-798-19

 **Odontit S.A.**

Azcuénaga 1077 4° D - C. A. de Buenos Aires / Argentina

Tel.: +54 11 4825-0221

www.odontit.com

Registro de producto médico A.N.M.A.T. 798-5 y 798-19

Dr. Téc.: Rita Ceresole - M.N. 9043

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

REV. 03 - 2017